



FD I

Technische Daten:

Display:

Übersichtliches LC-Display mit Betriebsbereitschaftsanzeige

Sondenfrequenzerkennung:

automatisch

Design:

Ergonomisches Design mit integrierter Sondenhalterung

Batterieabschaltung:

Automatische Batterieabschaltung nach 5 Minuten

Rauschunterdrückung:

Aktive Rauschunterdrückung

Anzeige des FHF im Display**Kopfhöreranschluss**

Klein und leistungsstark:

Pocket-Doppler für professionelle Anwendungen in Mutterschaftsvorsorge und Geburtshilfe

Mit einem Gewicht von 295 g und einer Größe von nur 14 x 7,4 x 2,7 cm gehört dieses Gerät zu den kleinsten Fetaldopplern der Welt. Er ist das ideale Instrument für Routineuntersuchungen, beispielsweise zur schnellen und zuverlässigen Ableitung der fetalen Herzfrequenz (FHF) ab der 9. Schwangerschaftswoche. Ein besonderer Rauschfilter optimiert die Qualität der Dopplersignale, die über den eingebauten Lautsprecher oder über Kopfhörer wiedergegeben werden. Die Abschaltautomatik sichert eine lange Lebensdauer der Batterie. Das Gerät wird komplett mit 9V-Batterie, Gel und Trageetui geliefert.

Der **FD-I Fetal Dopplex** ist dank fest installierter, wasserdichter 2MHz-Sonde besonders für Untersuchungen unter Wasser geeignet. Neben der akustischen Ableitung der Herzöne wird die Herzrate dreistellig im Display dargestellt. Die Berechnung der FHF erfolgt in einem Bereich von 30 bis 240 Schlägen pro Minute automatisch.